

Steri-KIT Sanitización y eficiencia a una descarga

CONTEXTO

INTRODUCCIÓN



Nueve meses después de la llegada del Coronavirus a Chile, el país se prepara para el desconfinamiento con la apertura de instituciones públicas y privadas.

USUARIO



88% de las personas

Cree que hay un alto riesgo de contagio en los baños



El uso de los WC de baños públicos representa un alto riesgo de contagio. Cuando se tira la cadena, las partículas se levantan, quedando suspendidas en el aire y en superficies aledañas.



Hasta un 60% de partículas se desprenden al tirar la cadena. Nuestro usuario son todos aquellos que ocupan estos baños.

OBJETIVO

Generar un sistema que permita **reducir el riesgo de contagio** en los cubículos del baño en el contexto del **desconfinamiento**.


DISPOSITIVO



Humidificador ultrasónico
80 W



Humidificadores ultrasónicos con
sensor de movimiento, 80 W



Contenedor de con suministro de
ácido hipocloroso para los
humidificadores, 15 L



Indicador LED
8 W



Ocupado




En
Desinfección




Listo para
su uso



OTROS COMPONENTES



USO



Instala Steri-KIT siguiendo el instructivo incluido en la caja.

Es perfecto para cualquier cubículo.

Pero, ¿Cómo funciona?

Tras ser ocupado un baño, los humidificadores con sensor de movimiento, detectarán que no haya nadie dentro de él, para iniciar un **proceso de desinfección completo** gracias al ácido hipocloroso.

¿POR QUÉ ELEGIR STERI-KIT?



Eficiencia

Sólo tarda 30 segundos en desinfectar.



Seguridad

El ácido hipocloroso no es tóxico, peligroso ni irritante.



Portabilidad

Al ser un kit, es de fácil movilidad e instalación.